

# IPL™ Quantum DL




## AUFRÜSTBARES, PREISGÜNSTIGES ND:YAG-SYSTEM

Klinisch geprüft für die effektive Behandlung von tiefen und anderen vaskulären Läsionen:

- Beinvenen
- Größere Teleangiektasien
- Hämangiome

## DIE NEUESTE ERWEITERUNG DER VIELSEITIGEN IPL™ QUANTUM-MODELLSERIE

- Die integrierte Multi-Temperatur-Kontaktkühlung erhöht den Patientenkomfort.
- Die längere Lebensdauer des Handstücks garantiert eine kosteneffektive Nutzung.
- Optimale Wirksamkeit und optimaler Patientenkomfort durch das einzigartige Multiple Synchronized Pulsing™-System.
- Aufrüstbar auf SR-Modus für vaskuläre und pigmentierte Läsionen.
- Durch die Nutzung der Wiederholungsrate von zwei Sekunden ergibt sich eine zügige Behandlung; bedienerfreundlich, effizient und mit hohem Patientendurchsatz.



Touchscreen fördert intuitiven Betrieb

# IPL<sup>TM</sup> Quantum DL

## Technical Specifications

Lichtquelle:	Nd:YAG Laser
Standardspektren (Wellenlänge):	1064 nm
Energiedichte:	90 - 150 J/cm <sup>2</sup>
Pulssequenz:	1-3 pulse
Pulsdauer:	5 - 38 ms
Verzögerungsintervall zwischen den Pulsen:	5 - 100 ms
Spotgröße:	6 mm
Wiederholungsrate:	0.5 Hz
Integrierte Hautkühlung:	Ja

## Technische Daten – System

Elektrische Anforderungen:	200/-240 - ± 10%, 16A, 50/60 Hz
Abmessungen:	40 x 40 x 100 cm (16" x 16" x 39")
Gewicht:	(75 kg) 165 lbs

## DAS IPL<sup>TM</sup> QUANTUM-SYSTEM IST MODULAR AUFRÜSTBAR

Das neue IPL Quantum DL-System kombiniert die bewährte, außerordentlich effektive Nd:YAG-Technologie mit der Zuverlässigkeit und Einfachheit, die Sie von Lumenis' IPL Quantum-Systemen erwarten. Das System ist modular aufrüstbar auf den SR-Modus zur Durchführung von IPL-Photorejuvenation-Behandlungen. Zusätzliche Systemaufrüstungen für die Haarentfernung sind ebenfalls erhältlich.

Wirksamkeit und Patientenkomfort durch das einzigartige Multiple Synchronized Pulsing<sup>TM</sup> und die neue, integrierte Kontaktkühlung.

## DER ND:YAG-BEHANDLUNGSKOPF



Das neue IPL Quantum DL Nd:YAG-System von Lumenis verfügt über ein einzigartiges, ergonomisches Handstück mit Multi-Temperatur-Kontaktkühlung.



Achtung: Nur zur ärztlichen Anwendung bestimmt.

Lumenis, das Lumenis-Logo, Quantum, IPL und Multiple Synchronized Pulsing sind Marken oder eingetragene Marken der Lumenis-Unternehmensgruppe. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
 Copyright © 2002, Lumenis-Unternehmensgruppe. Alle Rechte vorbehalten.

Lumenis Inc.  
 2400 Condensa Street  
 Santa Clara, CA 95051 USA  
 Tel 408 764 3000  
 800 635 1313  
 Fax 408 764 3999  
 800 505 1133

Lumenis (HOLLAND) BV  
 Amstelveen, Niederlande  
 Tel + 31 20 347 50 60  
 Fax + 31 20 347 50 99

Lumenis (GERMANY) GmbH  
 Dieburg, Deutschland  
 Tel + 49 6071 922 0  
 Fax + 49 6071 922 400

Lumenis (FRANCE) SARL  
 Suresnes, Frankreich  
 Tel + 33 1 41 44 99 99  
 Fax + 33 1 47 28 99 09

Lumenis (ITALY) Srl.  
 Rome, Italien  
 Tel + 39 06 90 75 230  
 Fax + 39 06 90 75 269

Lumenis (UK) Ltd.  
 London, Großbritannien  
 Tel + 44 20 8324 4200  
 Fax + 44 20 8324 4222

Lumenis Ltd.  
 Yokneam, Israel  
 Tel + 972 4 959 9000  
 Fax + 972 4 959 9050

Lumenis (JAPAN) Co. Ltd.  
 Tokyo, Japan  
 Tel + 81 3 5789 8300  
 Fax + 81 3 5789 8310

Lumenis (HK) Ltd.  
 Kowloon, Hong Kong  
 Tel + 852 2174 2800  
 Fax + 852 2722 5151

Lumenis (HOLLAND) BV  
 Beijing Office  
 Beijing, China  
 Tel + 86 10 6510 2620  
 Fax + 86 10 6510 2621

Lumenis (SWEDEN) AB  
 Kristianstad, Schweden  
 Tel + 46 44 21 21 26  
 Fax + 46 44 21 21 79

internet: [www.Lumenis.com](http://www.Lumenis.com)

email: [information@lumenis.com](mailto:information@lumenis.com)